

## Recommandations de la SNCLF concernant la réalisation d'un EEG au lit pour un patient potentiellement atteint/atteint du COVID-19

- Les personnels immunodéprimés et les femmes enceintes ne doivent pas réaliser d'EEG auprès de patients possibles ou atteints COVID-19.
- La demande d'examen doit avoir été visée par le médecin sénior du service.
- Lors de l'arrivée dans le service d'hospitalisation, la personne en charge de la réalisation de l'EEG doit :
  - S'assurer que le service dispose des équipements de protection individuels (EPI)
  - S'assurer que le service propose les moyens nécessaires à la désinfection de l'équipement mobile d'EEG
  - Interpeller si nécessaire l'équipe médicale ou paramédicale du service si besoin d'informations complémentaires
  - Interpeller l'équipe médicale ou paramédicale du service pour installation du patient et du matériel

### REALISATION DE L'EEG

#### 1. Avant de rentrer dans la chambre la personne en charge de la réalisation de l'EEG doit :

- Réaliser un geste d'hygiène des mains à la solution hydroalcoolique (SHA)
- S'équiper en EPI selon l'ordre suivant ; Masque chirurgical, Lunettes de protection individuelle, Charlotte, Surblouse à manches longues à usage unique
- Réaliser un geste d'hygiène des mains à la SHA
- Faire entrer l'appareil d'EEG mobile dans la chambre

#### 2. Dans la chambre :

- Protéger le clavier au moyen d'une housse plastifiée à usage unique et mettre en route le PC
- Mettre des gants
- Si le patient n'est pas intubé/ventilé, vérifier qu'il porte un masque chirurgical, et lui en proposer un au besoin
- Pose du casque et des électrodes en privilégiant les électrodes jetables (électrodes-aiguilles si sujet dans le coma)
- Une fois l'enregistrement terminé, retrait du casque et des électrodes
- Retirer les gants, jeter les gants dans le sac DASRI\*
- Friction au SHA
- Mettre des gants
- Procéder à la désinfection du matériel (casque et électrodes) : Nettoyer au détergent et rinçage des électrodes et du casque
- Désinfection des électrodes et du casque en utilisant SURFA SAFE PREMIUM\*
- Désinfection du matériel informatique au moyen de lingettes WIP'ANIOS
- Jeter la housse plastifiée dans le sac DASRI\*
- Jeter les gants et la surblouse dans le sac DASRI\*
- Réaliser un geste d'hygiène des mains à la SHA

#### 3. Après être sorti de la chambre :

- Réaliser un geste d'hygiène des mains à la SHA
- Retirer les EPI selon l'ordre suivant : Charlotte, Lunettes de protection individuelle à tremper dans le bac WIP'ANIOS ou le bac de Javel dilué (1L d'eau de javel pour 4L d'eau), Masque
- Réaliser un geste d'hygiène des mains à la SHA

#### notes:

\*Le sac DASRI peut être situé à l'extérieur de la chambre. Dans ce cas, passer directement à la partie 3) Après être sorti de la chambre et réaliser le geste d'hygiène des mains à la SHA avant de jeter housse, gants et blouses, puis charlotte, lunettes et masque.

**PLUS D'INFORMATIONS SUR LE LIEN <https://covid.com-scape.fr/?>**